

Mepilex Border Flex Mölnlycke®

Medicazione “all-in-one” con tecnologia proprietaria Flex per una migliore conformabilità e stabilità durante l’uso



Mepilex® Border Flex con tecnologia proprietaria Flex è una medicazione “all-in-one” che garantisce una migliore conformabilità e stabilità durante l’uso. Gestisce l’essudato batterico, trattenendolo meglio rispetto alle altre medicazioni in schiuma. È concepita per trattare un’ampia gamma di ferite acute e croniche essudanti, 2 come ulcere del piede diabetico, ulcere venose degli arti inferiori, ulcere da decubito, lacerazioni cutanee e ferite traumatiche. La tecnologia proprietaria Flex consente un’estensibilità a 360 gradi, grazie ai tagli a Y presenti nei suoi strati di ritenzione e dispersione. Si adatta alle forme del corpo, anche in posizioni difficili da medicare, e rimane stabile più a lungo rispetto alle altre medicazioni.

Grazie alle sue fibre che assorbono il 40% rispetto a Mepilex® Border, lo strato di ritenzione gestisce sia l’essudato normale che quello viscoso, trattenendo i fluidi e garantendo un’efficacia prolungata della medicazione. Nei test della capacità di assorbimento dei fluidi, Mepilex Border Flex si è dimostrata superiore del 125% rispetto agli altri marchi di medicazioni “all-in-one”.

La pellicola di protezione estremamente traspirante è dotata un sistema di monitoraggio dell'essudato e di una griglia di punti equidistanti che servono a monitorare e registrare l’avanzamento dei fluidi, senza disturbare la ferita 7. Queste informazioni sull’avanzamento dei fluidi possono essere registrate e condivise tra i diversi turni o visite infermieristiche, evitando eccessivi cambi di medicazione.

Nel complesso, la struttura a cinque strati è in grado di assorbire, incanalare e trattenere l'essudato batterico, evitando che contaminino il letto della ferita ed impedendone un nuovo accesso, anche sotto compressione 8.

- Tecnologia proprietaria Flex per una migliore conformabilità e stabilità durante l’uso
- Migliore gestione dell'essudato con proprietà di intrappolamento batterico
- Strato di contatto con la ferita Safetac, per ridurre il dolore al cambio della medicazione
- Facile applicazione in tre parti per un posizionamento più accurato e meno rifiuti
- Monitora e registra la progressione dell’essudato per una migliore efficienza di utilizzo della medicazione

- Rimane più stabile rispetto ad altre medicazioni in schiuma – fino a 7 giorni